



Alker medicale S.r.l.

T: +39 049 8809426 F: +39 049 8829070 E: info@alker.it S: www.alkermedicale.com



Alker medicale

è una azienda attiva nel mondo Medicale professionale da più di 30 anni, nata grazie all'esperienza plu-riennale dei suoi fondatori.

Da sempre il servizio al Cliente è stata la prerogativa principale nel nostro modo di operare, unita allo studio delle migliori e più innovative soluzioni per la cura ed il benessere della persona.

Sanitaze 100 ml

Soluzione idroalcolica al 75% da utilizzare sulle necessita di risciacquo.

- Confezione da 100 ml

SOLUZIONE DROALCOLICA IN GEO 75% ALCOOL UTILIZZA SENZA ACQU

Sanitaze 500 ml

Soluzione idroalcolica al 75% da utilizzare sulle mani tutte le volte che hai bisogno di una detersione pratica e sicura, non necessita di risciacquo. Ricordati che vanno usati su mani asciutte, altrimenti sono inefficaci. La presenza dell'alcol ha lo scopo di agire direttamente sulla vitalità dei microbi, uccidendone una buona par-

- Soluzione idroalcolica in gel alcol 75%
- Confezione da 500 ml

SANITIZE

SI UTILIZZA SENZA ACQUA

Soluzione idroalcolica al 75% da utilizzare sulle mani tutte le volte che hai bisogno di una detersione pratica e sicura, non necessita di risciacquo. Ricordati che vanno usati su mani asciutte, altrimenti sono inefficaci. La presenza dell'alcol ha lo scopo vitalità dei microbi, uccidendone una buona par-

- Soluzione idroalcolica in gel alcol 75%
- Confezione da 500 ml

SANITIZE

SOLUZIONE ROALCOLICA IN GEL 75% ALCOOL

Tappo dispenser

Sanitaze tanica 5 L

Soluzione idroalcolica al 75% da utilizzare sulle mani tutte le volte che hai bisogno di una detersione pratica e sicura, non necessita di risciacquo. Ricordati che vanno usati su mani asciutte, altrimenti sono inefficaci. La presenza dell'alcol ha lo scopo di agire direttamente sulla vitalità dei microbi, uccidendone una buona par-

- Soluzione idroalcolica in gel alcol 75%
- Tanica da 5 litri







GM100

Autoclave Europa B Evo



<

Europa B Evo è una autoclave completa di stampante, indispensabile in tutte le strutture ove si necessiti di una sterilizzazione sicura su tutti i materiali: cavi, porosi, solidi, liberi ed imbustati.

Perché un'autoclave di classe B?

Un'autoclave conforme al EN 13060 è la massima espressione tecnica e sicurezza in materia di sterilizzazione. Assicura massima efficienza nella sterilizzazione di tutti gli strumenti inclusi quelli cavi e porosi.

203382

Ionizzatore

>

Macchina per la sterilizzazione e la disinfezione degli ambienti attraverso l'utilizzo di Ozono.

L'Ozono è una sostanza ad elevato potere ossidante (nettamente superiore a quella del Cloro) che gli permette di inattivare composti chimici e di uccidere diversi microrganismi come virus, batteri, muffe e lieviti.

Essendo un gas, l'Ozono ha una capacità di penetrazione che nessun disinfettante liquido possiede. La tecnologia di produzione permette di rilasciarne elevate concentrazioni nelle aree trattate.



Termosigillatrice ONI



ONE è una sigillatrice di nuova generazione che nasce con l'obiettivo di ridurre i tempi di imbustamento, monitorare la qualità e la saldatura d e poter saldare tutti i tipi di carta per sterilizzazione, compresa quella a soffietto.

2165S

MY50

Mascherina KN95

La linea HYGENE AIR E DOUBLE (AIR/WATER), ideale per trattare ambienti medio piccoli quali ad stanze d'albergo, studi medici, cucine, è un sistema portatile, brevettato e innovativo atto a garantire la sicurezza microbiologica dell'aria, dell'acqua, degli ambienti e delle superfici che, grazie al suo esclusivo sistema di funzionamento ad ozono, aggredisce i vari composti organici ossidandoli ed inattivandoli (acari, batte-

ri, funghi, muffe, virus).

Il ciclo del sistema HYGE-NE AIR e DOUBLE consiste in tre fasi:

- Produzione di ozono tramite sistema a scarica a corona
- Catalizzatore dell'zono in eccesso (riconversione in ossigeno)
- Profumazione (optional)



Pulsossimetro



Il pulsossimetro da dito OXY-2 è compatto, progettato per rilevare la saturazione di ossigeno (SpO2) e la frequenza cardiaca in modo non invasivo. Adatto all'uso domestico e professionale, in famiglia, in ospedale, nelle comunità mediche, in medicina del-


(Assimilabile FFP2)

rie della classe di protezione KN95 sono, per caratteristiche tecniche, FFP2. Quindi sono adatte quali l'aria respirabile contiene sostanze dannose per la salute e in grado di che. Queste devono catturare almeno il 95% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0.6 um.

- Materiale biocompatibile
- Forma completamente
- Taglia unica grazie alle bande elastiche
- 4 livelli di filtraggio $(BFE \ge 95\%)$

Termometro ad infrarossi





Specifiche:

- Elevata precisione
- Misurazione distanza 5 cm
- Utilizzo rapido, intuitivo

~

Il vaporizzatore EMILFOG-GER è progettato per utilizzo in abbinamento ad un compressore ed è ideale per la sanificazione e la disinfezione di ambienti chiusi. Lo speciale ugello, attivato dall'aria compressa, consente l'aspirazione del prodotto dalla tanica e atomizza il prodotto stesso in maniera da generare una nebbia secca con particelle in sospensione.



Vaporizzatore elettrico per ambienti

EFOG3 è un vaporizzatore elettrico ULV (ultra-low volume) portatile appositamente progettato per utilizzo con insetticidi, disinfettanti e deodoranti.

Gli ugelli della turbina garantiscono una vaporizzazione ultra fine.



EFOG3

Lysonox Surface

Detergente e disinfettante pronto all'uso per la detersione e contemporanea disinfezione di superfici in ambito medicale, istituzionale, industriale e per dispositivi medici inclusi i non immergibili. Da erogare direttamente o indirettamente sulla superficie da trattare. Lasciare asciugare e non risciacquare.

- Prodotto sporicida
- Attività ad ampio spetto
- Pronto all'uso
- Non lascia traccia
- Non deve essere risciacquato
- Erogatore a dedicato per micronebulizzazione
- Indicato per tutti i medical devices non immergibili
- Dispositivo Medico di Classe IIb

tersione di tutte le superfici

- Senza alcool
- Senza sostanze CMR
- pH neutro
- Efficace e veloce: micobattericida e
- Non lascia residui
- No pittogrammi CLP
- Dispositivo Medico di Classe IIa

Higyen F



Detergente e igienizzante CONCENTRATO a pH neutro per la contemporanea detersione e igienizzazione di tutte le sueprfici

- Senza alcool
- Senza sostanze CMR
- Alta compatibilità con i materiali
- pH neutro
- Azione igienizzante e sgrassante
- Non lascia residui
- No pittogrammi CLP
- Utilizzabile manualmente, con MOP o con macchine automatiche di lavaggio
- Tanica 5 litri



Detergente e igienizzante professionale per il settore istituzionale (scuole, asili, sporti, aziende, pubblici uffici, ospedali e cliniche ecc), per il mantenimento della corretta igienizzazione e detersione di tutte le tipologie di superfici.

trattamento professionale per il WC indicato per tutti i settori di attività.



ADMR0506







ADPL05



Alker medicale S.r.l.

Via A. Volta, 57/a 35030 - Veggiano - Padova -

T: +39 049 8809426 F: +39 049 8829070 E: info@alker.it S: www.alkermedicale.com

P.lva: 04891200281